


Anticorps Polyclonal Anti-Dync1I2 Pour Wb, Elisa - Q13409

Numéro d'article: CM0016846



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin DYNC1I2 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, réactif contre la chaîne intermédiaire 2 de la dynéine cytoplasmique 1 humaine, murine et rat, une protéine motrice clé pour le transport intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYNC1I2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IC2 ; DIC74 ; DNCI2 ; NEDMIBA ; DYNC1I2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1781
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 352-612 de DYNC1I2 humain (NP_001258717.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13409
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace