

Anticorps Polyclonal Anti-Dync2H1 Pour Wb Et Elisa - Q8Ncm8

Numéro d'article: CM0014769



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DYNC2H1 de haute qualité validé pour WB et ELISA, réactif avec l'humain et le rat. Issu d'un immunogène recombinant (aa1-250). Idéal pour la recherche sur la biogenèse des cils et le transport intraflagellaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYNC2H1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATD3; DHC2; DHC1b; DNCH2; DYH1B; SRTD3; SRP52B; hdhc11; DYNC2H1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	79659
ID de gène	79659
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de DYNC2H1 humain (NP_001073932.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8NCM8
Poids moléculaire	493kDa
Expédition	Sac de glace