

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dync2Li1 Pour Wb, Elisa - Q8Tcx1

Numéro d'article: CM0027186



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DYNC2LI1 validé pour Western blot (WB) et ELISA ; détecte la chaîne intermédiaire légère 1 de la dynéine cytoplasmique 2 chez l'homme, la souris et le rat ; adapté à la recherche sur la biologie des cils et le transport intraflagellaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYNC2LI1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LIC3; D2LIC; CGI-60; DYNC2LI1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51626
GeneID	51626
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-352 de la protéine DYNC2LI1 humaine (NP_001180393.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TCX1
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace