


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Chaîne Intermédiaire 1 De Dynéine Pour Wb, Elisa - Q9Ui46

Numéro d'article: CM0011826



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la chaîne intermédiaire 1 de dynéine (DNAI1) humaine pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la motilité ciliaire et la dyskinésie ciliaire primitive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la chaîne intermédiaire 1 de dynéine
Remarques / Alias	PCD; DIC1; ICS1; CILD1; Chaîne intermédiaire 1 de dynéine
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	27019
GenelD	27019
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de la chaîne intermédiaire 1 de dynéine humaine (Q9Ui46)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9Ui46
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace