


Anticorps Polyclonaux Anti-Dynll1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63167

Numéro d'article: CM0013588



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le DYNLL1 humain (chaîne légère de dynéine 1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DYNLL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LC8, PIN, DLC1, DLC8, LC8a, DNCL1, hdlc1, DNCLC1, DYNLL1
Espèce	Humain
GeneID	8655
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-89 du DYNLL1 humain (NP_003737.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63167
Poids Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace