


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Dynll1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P63167

Numéro d'article: CM0012808



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le DYNLL1 humain (chaîne légère de dynéine 1, LC8/PIN), validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette, l'apoptose et les dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DYNLL1 Lapin mAb
Remarques/Alias	LC8; PIN; DLC1; DLC8; LC8a; DNCL1; hdlc1; DNCLC1; DYNLL1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8655
ID de Gène	8655
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-89 du DYNLL1 humain (P63167).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P63167
Poids Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace