

Anticorps Polyclonal Anti-Dynll2 Pour Wb Et Elisa - Q96Fj2

Numéro d'article: CM0015762



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre le DYNLL2 humain, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la dynéine et le transport intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYNLL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	140735
ID de gène	140735
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q96FJ2
Poids moléculaire	10kDa
Expédition	Sac de glace