

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dynll2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Fj2

Numéro d'article: CM0017559



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant DYNLL2 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la chaîne légère 2 de la dynéine cytoplasmique, impliquée dans le transport intracellulaire dans des échantillons humains, murins et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYNLL2 Rabbit pAb
Remarques/alias	Dlc2, DNCL1B, RSPH22, DYNLL2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	140735
GeneID	140735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 89 de DYNLL2 humain (NP_542408.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q96FJ2
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac réfrigérant