

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dyrk2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q92630

Numéro d'article: CM0027064



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-DYRK2 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine DYRK2 humaine et murine, une kinase à double spécificité impliquée dans la régulation du cycle cellulaire, l'apoptose et la réponse aux dommages à l'ADN. Idéal pour les études de signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYRK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	DYRK2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8445
Identifiant du gène	8445
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 429-528 de la protéine DYRK2 humaine (NP_003574.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92630
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace