

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dyrk2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92630

Numéro d'article: CM0021146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DYRK2 validé pour WB, IHC-P, ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et le rat. Cible une kinase à double spécificité impliquée dans le cycle cellulaire, l'apoptose et la réponse aux dommages de l'ADN. Axé sur la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DYRK2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DYRK2 ; dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 2
Espèce	Humain
GeneID	8445
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-600 de la DYRK2 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q92630
Poids de la protéine	59kDa/66kDa
Expédition	Sac de glace