

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dyrk4 Pour Wb, Elisa - Q9Nr20

Numéro d'article: CM0023363

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DYRK4 validé pour les applications WB et ELISA. Détecte la kinase 4 régulée par phosphorylation de tyrosine à double spécificité dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur la spermiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DYRK4 Lapin pAb
Remarques/Alias	DYRK4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8798
GeneID	8798
Immunogène	Protéine Recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-480 de DYRK4 humain (NP_003836.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR20
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace