


Anticorps Polyclonal Anti-Dystonine (Dst) Pour Wb, Elisa - Q03001

Numéro d'article: CM0021297



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la dystonine humaine (DST) pour applications de Western blot et ELISA. Réactivité croisée confirmée avec la souris et le rat ; idéal pour la recherche sur le cytosquelette, les hémidesmosomes et l'adhésion épithéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DST Lapin pAb
Remarques/Alias	DT, BPA, DMH, EBS3, BP240, BPAG1, EBSB2, HSN6, MACF2, CATX15, CATX-15, D6S1101, DST
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	667
GeneID	667
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la DST humaine (NP_001714.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03001
Poids Moléculaire Protéique	861 kDa
Expédition	Sac de glace