


Anticorps Monoclonal Anti-E-Cadhérine Pour Ihc-P, Elisa - P09803

Numéro d'article: CM0010079



Introduction

Anticorps monoclonal de souris dirigé contre l'E-Cadhérine (98kDa, SWISS P09803). Validé pour l'IHC-P et l'ELISA, réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et l'épithélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de souris anti-E-Cadhérine
Remarques/Alias	Um ; UVO ; Ecad ; ARC-1 ; E-cad ; L-CAM ; E-Cadhérine
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	999
GeneID	12550
Immunogène	Protéine recombinante de l'E-Cadhérine de souris
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09803
Poids moléculaire de la protéine	98kDa
Expédition	Sac de glace