

Anticorps Polyclonal Anti-E-Cadherine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12830

Numéro d'article: CM0014358



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-E-Cadherine validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire, de l'intégrité épithéliale et de la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin anti-E-Cadherine
Remarques/Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	999
GeneID	999
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 373-622 de l'E-Cadherine humaine (NP_004351.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12830
Poids de la protéine	97kDa
Expédition	Sac de glace