

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-E-Cadhérine Pour Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P12830

Numéro d'article: CM0002230



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre l'E-Cadhérine humaine. Validé pour WB, IF, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les applications de recherche sur l'adhésion cellulaire, la transition épithélio-mésenchymateuse et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de lapin anti-E-Cadhérine                                                                                                    |
| Remarques/Alias             | UVO ; CDHE ; ECAD ; LCAM ; Arc-1 ; BCDS1 ; CD324 ; E-Cadhérine                                                                   |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                           |
| GeneID                      | 999                                                                                                                              |
| Immunogène                  | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 701-800 de l'E-Cadhérine humaine (NP_004351.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application                 | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                   |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS                       | P12830                                                                                                                           |
| Poids moléculaire protéique | 97 kDa                                                                                                                           |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                     |