

Anticorps Monoclonal Anti-E-Cadhérine/Cd324 Pour Cytométrie En Flux - P12830

Numéro d'article: CM0004652



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indolécarybène dirigé contre l'E-Cadhérine/CD324 humaine pour cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire (acides aminés 155-707). Réactivité par espèce : humaine. Poids moléculaire estimé ~97 kDa. Convient pour les études sur l'adhésion cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain E-Cadhérine/CD324
Remarques / Alias	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
Espèce	Humain
GeneID (humain)	999
GeneID	999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 155-707 de l'E-Cadhérine/CD324 humaine (NP_004351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P12830
Poids de la protéine	90kDa/97kDa
Expédition	Sac de glace