

Anticorps Polyclonal Anti-E-Selectin/Cd62E Pour Wb, Elisa - Q00690

Numéro d'article: CM0022253

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'E-Selectin/CD62E de souris. Validé pour le Western blot et l'ELISA. Adapté à l'étude de l'adhésion leucocytaire, de l'inflammation et de l'activation endothéliale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	E-Selectin/CD62E Rabbit pAb
Remarques / Alias	Elam; CD62E; ELAM-1; LECAM2; E-selectin; E-Selectin/CD62E
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Homme)	6401
Identifiant du gène (Souris)	20339
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence située entre les acides aminés 22 et 557 de l'E-Selectin/CD62E de souris (NP_035475.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q00690
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac isotherme