


Anticorps Polyclonal Anti-E2A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P15923

Numéro d'article: CM0018814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-E2A validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible le facteur de transcription TCF3/E2A impliqué dans la différenciation et le développement des lymphocytes B. Idéal pour les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	E2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6929
GeneID	6929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-525 de la protéine E2A humaine (P15923)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15923
Poids de la protéine	68kDa
Expédition	Sac de glace