


Anticorps Polyclonal Anti-E2F1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01094

Numéro d'article: CM0020482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant E2F1, un facteur de transcription régulant le cycle cellulaire et l'apoptose. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en oncologie et en biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	E2F1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RBP3 ; E2F-1 ; RBAP1 ; RBBP3 ; E2F1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1869
GeneID	1869
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-301 de l'E2F1 humain (NP_005216.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q01094
Poids moléculaire	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant