


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-E2F2 Pour Wb Et Elisa - Q14209

Numéro d'article: CM0005707



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le facteur de transcription E2F2, validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et le cancer. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	E2F2 Lapin mAb
Remarques/Alias	E2F-2; E2F2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1870
GeneID	1870
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 303-395 de l'E2F2 humain (Q14209).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q14209
Poids Protéique	48kDa
Expédition	Sac de glace