


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-E2F4 Pour Wb Et Elisa - Q16254

Numéro d'article: CM0003559



Introduction

Découvrez notre anticorps monoclonal lapin anti-E2F4 optimisé pour le WB et l'ELISA sur des modèles humains et murins. Idéal pour l'étude de la régulation du cycle cellulaire et des mécanismes de contrôle transcriptionnel.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	E2F4 Lapin mAb
Remarques/Alias	E2F-4; E2F4
Espèce	Humain
ID de Gène	1874
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 de l'E2F4 humain (Q16254)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16254
Poids Protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace