


Anticorps Polyclonal Anti-E2F8 Pour Wb Et Elisa - A0Avk6

Numéro d'article: CM0015090



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre E2F8 humain, adapté aux applications de Western blot et d'ELISA. Réagit également avec la souris. Validé pour la recherche sur le cycle cellulaire, la régulation transcriptionnelle et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	E2F8 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E2F-8 ; E2F8
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	79733
GeneID	79733
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 788 à 867 d'E2F8 humain (NP_078956.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	A0AVK6
Poids moléculaire de la protéine	94 kDa
Expédition	Poche réfrigérante