


Anticorps Monoclonal Anti-Eaat1/Slc1A3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43003

Numéro d'article: CM0005614



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'EAAT1/SLC1A3 humain, validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reconnaît la souris et le rat. Convient aux études de neurosciences sur le transport du glutamate et la neurotransmission excitatrice.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EAAT1/SLC1A3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	EA6; EAAT1; GLAST; GLAST1; EAAT1/SLC1A3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6507
GeneID	6507
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 150-250 de l'EAAT1/SLC1A3 humain (P43003)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P43003
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace