


Anticorps Polyclonal Anti-Eaat2/Slc1A2 Pour Wb, If-P, Elisa - P43004

Numéro d'article: CM0014539



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre EAAT2/SLC1A2 (GLT-1), validé pour WB, IF-P et ELISA ; réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible le transporteur du glutamate pour les recherches en biologie synaptique et sur les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EAAT2/SLC1A2 pAb de lapin
Remarques/Alias	GLT1 ; HBGT ; DEE41 ; EAAT2 ; GLT-1 ; EIEE41 ; EAAT2/SLC1A2
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	6506
GenelD	6506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 474-574 de la protéine humaine EAAT2/SLC1A2 (NP_004162.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P43004
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Sac réfrigérant