


Anticorps Polyclonal Anti-Eaf1 Pour Wb Et Elisa - Q96Jc9

Numéro d'article: CM0022219



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EAF1 humain (facteur 1 associé à ELL), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit également avec les protéines humaines et de rat. L'EAF1 est un transactivateur transcriptionnel des activités d'élongation d'ELL/ELL2, localisé dans les speckles nucléaires et les corps de Cajal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EAF1 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	EAF1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	85403
GeneID	85403
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50 à 120 de l'EAF1 humaine (NP_149074.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	Q96JC9
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac réfrigérant