

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ears2 Pour Wb, Elisa - Q5Jph6

Numéro d'article: CM0018308

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EARS2 humain (glutamyl-ARNt synthétase mitochondriale). Validé pour WB et ELISA avec une réactivité croisée chez la souris. Convient aux recherches sur la traduction mitochondriale et les aminoacyl-ARNt synthétases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EARS2 pAb de lapin
Remarques/Alias	MSE1; gluRS; COXPD12; mtGlnRS; EARS2
Espèce	Humain
ID du gène	124454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-220 de l'EARS2 humain (NP_001295140.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q5JPH6
Poids moléculaire	59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant