


Anticorps Polyclonal Anti-Eb3/Mapre3 Pour Wb, Elisa - Q9Upy8

Numéro d'article: CM0029570



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EB3/MAPRE3 humain, validé pour le Western blotting et l'ELISA. Réaction croisée avec la souris. Conçu pour les études sur la dynamique des microtubules, la fonction du fuseau mitotique et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EB3/MAPRE3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22924
GeneID	22924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-281 d'EB3/MAPRE3 humain (NP_036458.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9UPY8
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace