


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eb3/Mapre3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upy8

Numéro d'article: CM0003528



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre EB3/MAPRE3 humain (Microtubule-associated protein RP/EB family member 3). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le cytosquelette et la division cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EB3/MAPRE3 mAb de lapin
Remarques/Alias	EB3; RP3; EBF3; EBF3-S; EB3/MAPRE3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	22924
GeneID	22924
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 182 et 281 d'EB3/MAPRE3 humain (Q9UPY8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UPY8
Poids de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac isothermique