

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ebag9 Pour Wb, Elisa - 000559

Numéro d'article: CM0018835

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'EBAG9 humain (RCAS1), validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur l'apoptose et le cancer, ciblant une protéine membranaire de l'appareil de Golgi de 24 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EBAG9 Lapin pAb
Remarques/Alias	EB9; PDAF; EBAG9
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9166
GenelD	9166
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-213 de l'EBAG9 humain (NP_004206.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O00559
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace