


Anticorps Polyclonal Anti-Ebf3 Pour Wb, Elisa - Q9H4W6

Numéro d'article: CM0019070



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EBF3 humain (COE3). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EBF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	COE3, OE-2, EBF-3, HADD5, O/E-2, EBF3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	253738
GeneID	253738
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 400-500 de l'EBF3 humain (NP_001005463.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	Q9H4W6
Poids Protéique	65kDa
Expédition	Sac de glace