

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ebi3 Pour Wb, Elisa - Q14213

Numéro d'article: CM0002141



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'EBI3 humain (sous-unité bêta de l'IL-27), réactif croisé avec l'humain, la souris et le rat. Validé pour WB et ELISA. La cible est une cytokine sécrétée impliquée dans la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EBI3 Rabbit mAb
Remarques/Alias	IL27B; IL35B; IL-27B; EBI3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10148
GeneID	10148
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 130-229 de l'EBI3 humain (Q14213)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14213
Poids moléculaire	25kDa
Expédition	Sac de glace