


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ebna1Bp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q99848

Numéro d'article: CM0030434



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal de lapin anti-EBNA1BP2 (P40, EBP2, NOBP) validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Cet anticorps cible la protéine de traitement des ARNr probable EBP2, une protéine nucléolaire impliquée dans la biogenèse des ribosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EBNA1BP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P40, EBP2, NOBP, EBNA1BP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10969
GeneID	10969
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-306 de l'EBNA1BP2 humain (NP_006815.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99848
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace