


Anticorps Polyclonal Anti-Ebp Pour Wb Et Elisa - Q15125

Numéro d'article: CM0016211



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'EBP humain (3-bêta-hydroxystéroïde-Delta(8),Delta(7)-isomérase), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	EBP Lapin pAb
Remarques/Alias	CPX; CHO2; CPXD; MEND; CDPX2; EBP
Espèce	Humain
ID de Gène	10682
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'EBP humain (NP_006570.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q15125
Poids Moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace