

Anticorps Monoclonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uq80

Numéro d'article: CM0010839



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'EBP1/PA2G4 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la prolifération cellulaire, la signalisation ERBB3 et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EBP1/PA2G4 Rabbit mAb
Remarques / Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5036
GeneID	5036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-394 de l'EBP1/PA2G4 humain (NP_006182.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQ80
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sachet isotherme