

Anticorps Polyclonal Anti-Ebp1/Pa2G4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Numéro d'article: CM0028339



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre EBP1/PA2G4, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la transduction du signal ERBB3, la prolifération cellulaire et le traitement de l'ARNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EBP1/PA2G4 Lapin pAb
Remarques/Alias	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
Espèce	Humain
ID de gène	5036
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-394 de l'EBP1/PA2G4 humain (NP_006182.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQ80
Poids moléculaire	44kDa
Expédition	Sac de glace