

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ecd Pour Wb Et Elisa - 095905

Numéro d'article: CM0022236

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ECD (homologue d'ecdysoneless) pour WB et ELISA. Réagit également avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de la stabilité de p53, de la transcription et de la progression du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ECD pAb de lapin
Remarques/Alias	GCR2; SGT1; HSGT1; ECD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	11319
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 435-644 de l'ECD humain (NP_009196.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	095905
Poids moléculaire	73 kDa
Expédition	Sac de glace