


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Ech1 (Validé Kd) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13011

Numéro d'article: CM0011404



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ECH1 (HPXEL) validé KD pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible l'isomérase delta(3,5)-delta(2,4)-diénoyl-CoA mitochondriale (SWISS Q13011).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	[Validé KD] ECH1 mAb Lapin
Remarques/Alias	HPXEL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1891
GeneID	1891
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-322 de l'ECH1 humaine (NP_001389.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13011
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace