

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Echdc2 Pour Wb Et Elisa - Q86Yb7

Numéro d'article: CM0016343

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ECHDC2 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Reconnaît l'ECHDC2 humain et présente une réactivité croisée avec les protéines de souris et de rat. Convient aux recherches sur le métabolisme mitochondrial des acides gras et des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ECHDC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ECHDC2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55268
GeneID	55268
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 292 de l'ECHDC2 humain (NP_001185890.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q86YB7
Poids moléculaire	31 kDa
Expédition	Sac réfrigérant