


Anticorps Polyclonal Anti-Eci1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42126

Numéro d'article: CM0015165



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ECI1 (Enoyl-CoA delta isomérase 1, mitochondriale), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec l'homme et la souris ; 33 kDa ; idéal pour les études sur le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ECI1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DCI ; ECI1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	1632
GenelD	1632
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P42126
Poids de la protéine	33kDa
Expédition	Sac de glace