


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eci2 Pour Wb Et Elisa - 075521

Numéro d'article: CM0013443



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'ECI2 humain (Enoyl-CoA delta isomérase 2). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras et les maladies peroxysomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ECI2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DRS1; PECI; ACBD2; DRS-1; HCA88; dj1013A10.3; ECI2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10455
GeneID	10455
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-364 de l'ECI2 humain (NP_006108.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075521
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace