

Anticorps Polyclonal Anti-Ecm1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16610

Numéro d'article: CM0022996

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ECM1 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il présente une réaction croisée avec la souris et cible une glycoprotéine sécrétée de 61kDa impliquée dans la formation osseuse et l'angiogenèse, convenant à la recherche sur la matrice extracellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ECM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	URBWD; ECM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1893
GeneID	1893
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 280-405 de l'ECM1 humaine (NP_004416.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q16610
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace