

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ecsit Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bq95

Numéro d'article: CM0028982



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ECSIT (SITPEC), validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. ECSIT est un adaptateur clé dans l'immunité innée, la signalisation NF-kB et l'assemblage du complexe I mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ECSIT Lapin pAb
Remarques/Alias	SITPEC; ECSIT
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	51295
ID de Gène	51295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 50-296 de l'ECSIT humaine (NP_001135936.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BQ95
Poids Protéique	49kDa
Expédition	Sac de glace