


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Edar Pour Wb, Elisa - Q9Une0

Numéro d'article: CM0028085



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EDAR humain, le récepteur de l'ectodysplasine A. Adapté aux applications Western blot et ELISA. L'EDAR médie la signalisation NF- κ B et JNK et est impliqué dans la dysplasie ectodermique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDAR Rabbit pAb
Remarques / Alias	DL; ED3; ED5; ED1R; EDA3; HRM1; EDA1R; ECTD10A; ECTD10B; EDA-A1R; EDAR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10913
GeneID	10913
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-187 de l'EDAR humain (NP_071731.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q9UNE0
Poids de la protéine	49kDa
Expédition	Sac de glace