

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Edaradd Pour Wb Et Elisa - Q8Wwz3

Numéro d'article: CM0015681

Introduction

EDARADD Rabbit pAb est un anticorps polyclonal de lapin adapté pour le Western Blot et l'ELISA, qui détecte la protéine EDARADD humaine. Cette protéine adaptatrice est essentielle pour la morphogenèse des organes ectodermiques et la signalisation NF-κB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDARADD Rabbit pAb
Remarques / Alias	CR, ED3, EDA3, ECTD11A, ECTD11B, EDARADD
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	128178
ID du gène	128178
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 215 de la protéine EDARADD humaine (NP_665860.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WWZ3
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace