

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Edaradd Pour Wb, Elisa - Q8Wwz3

Numéro d'article: CM0022684

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EDARADD pour applications WB et ELISA. Validé chez l'homme, réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la dysplasie ectodermique et la signalisation du NF-kB.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDARADD Rabbit pAb
Remarques / Alias	CR; ED3; EDA3; ECTD11A; ECTD11B; EDARADD
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	128178
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-215 de l'EDARADD humain (NP_665860.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q8WWZ3
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace