

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Edc3 Pour Wb - Q96F86

Numéro d'article: CM0013059



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EDC3 validé pour WB et ELISA. Détecte l'EDC3 humain, souris, rat (56kDa). L'immunogène recombinant (aa159-508) assure la spécificité. Idéal pour la recherche sur la décapage de l'ARNm, les corps P et la spermiogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDC3 Lapin pAb
Remarques/Alias	YJDC; LSM16; MRT50; YJEFN2; hYjeF_N2-15q23; EDC3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	80153
ID de gène	80153
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 159-508 de l'EDC3 humain (NP_079359.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96F86
Poids de la protéine	56kDa
Expédition	Sac de glace