

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Edc4 Pour Wb Et Elisa - Q6P2E9

Numéro d'article: CM0018380

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EDC4 humain (enhancer of mRNA-decapping protein 4). Convient pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Un outil essentiel pour la recherche sur la dégradation des ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDC4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GE1 ; Ge-1 ; RCD8 ; HEDL5 ; HEDLS ; RCD-8 ; EDC4
Espèce	Humain
GeneID (humain)	23644
GeneID	23644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 800 à 1100 de l'EDC4 humain (NP_055144.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q6P2E9
Poids moléculaire	152 kDa
Expédition	Sac de glace