

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Edem2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv94

Numéro d'article: CM0022970

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre EDEM2 humain, un composant de la voie ERAD. Validé pour WB, IF/ICC et ELISA ; réactivité croisée avec la souris. Pour l'étude de la dégradation associée au réticulum endoplasmique et du contrôle qualité des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDEM2 Rabbit pAb
Remarques/alias	C20orf31 ; C20orf49 ; bA4204.1 ; EDEM2
Espèce	Homme
GeneID (humain)	55741
GeneID	55741
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 399-578 d'EDEM2 humain (NP_060687.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q9BV94
Poids de la protéine	65 kDa
Expédition	Sac de glace