


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Edf1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60869

Numéro d'article: CM0019948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'EDF1 humain, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur la différenciation endothéliale et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] EDF1 pAb de lapin
Remarques/Alias	MBF1 ; EDF-1 ; CFAP280 ; F1
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	8721
GenelD	8721
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-148 de l'EDF1 humain (NP_003783.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O60869
Poids moléculaire	16 kDa
Expédition	Sac réfrigérant