

Anticorps Monoclonal Anti-Edg1/Hexim1 Pour Wb Et Elisa - P21453

Numéro d'article: CM0008606



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant EDG1/HEXIM1 (S1PR1), adapté au WB et à l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des GPCR et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EDG1/HEXIM1 mAb de lapin
Remarques/Alias	EDG1; S1PR1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; D1S3362; EDG1/HEXIM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1901
Identifiant du gène	1901
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de EDG1/HEXIM1 humain (P21453).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21453
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace